



מעבדה אנדוקרינית

הוראות איסוף שתן לבדיקות ללא חומר משמר

1. את האיסוף יש להתחיל מהשתן השני של הבוקר הראשון.
2. יש לאסוף במשך כל היום והלילה וגם את השתן הראשון של הבוקר שלמחרת.
3. אם נאספו יותר מכלי אחד יש לערבב את כל השתן בכלי אחר, למדוד את הנפח הסופי ולציין אותו על גבי הטופס והמבחנות.
4. יש להעביר שתן מהכלי לשתי מבחנות נקיות מלאות. את המבחנות יש להחזיר למרפאה .

מהדורה מס' 1 8.2026